



PROTOCOLE D'ÉVACUATION DU LINGE CONTAMINÉ PAR LA GALE, LES POUX ET PUNAISES DE LIT

- 1 - Pulvériser le produit acaricide sur le linge.
- 2 - Mettre le linge dans un sac rayé rouge et jaune, dédié au linge contaminé et le fermer.
- 3 – Isoler le sac pendant la durée d'action du produit (se référer à la notice de celui-ci).
- 4 - Déposer le sac dans le roll dédié au linge contaminé.

